

FLEXXUM® Stützverband / Bandagen:

FLEXXUM® Super Bandagen können als normale Bandagen verwendet werden und, wegen ihrer äusserst stabilen Struktur, auch als orthopädischer Stützverband oder zur Fixierung von Elektroden am Körper.

FLEXXUM® Bandagen sind stark und haltbar, atmungsaktiv und waschbar bis 40 °C.

Wegen der Haftstreifen an den Enden kann die Bandage gut jedem Körperteil angepaßt werden. Für sonst schwierig zu behandelnde Körperteile wie Schulter, Hüfte und Rücken stellen wir eine spezielle Gelenksbandage her, sehr zeitsparend und funktionell.

Kombination FLEXXUM® Bandagen und Kompressen:

Wickeln Sie die Bandage zunächst einmal um die zu behandelnde Stelle. Legen Sie die vorbereitete Komresse auf die Bandage, wickeln Sie dann weiter, ziehen für eine angenehme Festigkeit des Verbands etwas an und haken den Klettstreifen direkt in die Bandage zur Befestigung.

Generelle Information über FLEXXUM®

Das FLEXXUM® System besteht aus hochwertigen Heiß/Kaltkompressen und Bandagen. Diese können einzeln oder in Kombination Anwendung finden, für eine natürliche Schmerztherapie. Gleichzeitig ist die Kombination von Bandage und Komresse ein stützender Verband.

FLEXXUM® Produkte sind effizient und sehr wiederverwendbar. Sie erleichtern die Anwendung von Wärme oder Kälte auf einfache und sichere Art. FLEXXUM® ist universell einsetzbar. Die Anwendung für den Patienten daheim ist ohne fremde Hilfe möglich. Die verschiedenen Grössen von Bandagen und Kompressen geben dem Therapeuten in Klinik und Praxis die Möglichkeit zur individuellen Behandlung. Besonders interessant ist die Möglichkeit der Fixierung an Schulter, Hüfte und Rücken durch die Gelenksbandage.

Biomark GmbH Robert Bosch Str. 7 D 77866 Rheinau

bs/P09 DE



Use as a normal bandage, but also as orthopaedic support bandage because of its strength.
Also to be used in combination with **FLEXXUM®** instant and reusable hot/cold packs.

FLEXXUM® bandages are long-lasting and washable (60 °C/140 °F).

They remove perspiration and keep the skin dry.

A hook/tape system permits use without clips.

Application:

- Wind one layer of **FLEXXUM®** bandage around the area to be treated.
- Now attach **FLEXXUM®** hot/cold pack to the bandage (do not apply hot/cold packs directly on the skin).
- Close with remaining length of bandage.

Biomark GmbH Robert Bosch Str. 7 D 77866 Rheinau

bs/P09 DE

Notice informative et mode d'emploi

Utilisation en tant que bande de fixation ou de soutien ou pour la fixation d'électrodes.
Peut être utilisé également pour la fixation des compresses **FLEXXUM®** chaudes/froides.

Les bandages **FLEXXUM®** sont de longue durée de vie et lavables jusqu'à 40 °C/140 °F).

Leur qualité permet la circulation d'air et garde la peau sèche.

Fixation simple et rapide par attaches auto-agrippantes et ajustement sans clips.

Application avec les compresses FLEXXUM® :

- 1- Enrouler une couche du bandage **FLEXXUM®** autour de la surface à traiter.
- 2- Poser la compresse **FLEXXUM®** chaude ou froide sur le bandage (ne pas appliquer directement sur la peau).
- 3- Attacher la compresse avec le reste du bandage **FLEXXUM®**.

Biomark GmbH Robert Bosch Str. 7 D 77866 Rheinau

bs/P09 DE

